

| Producent i informacje o produkcie | |
|--|--|
| Diamond Diagnostics , 333 Fiske Street , Holliston, MA Pomoc techniczna: Diamond Diagnostics , Pomoc Techniczna 1-508-429-0450 | |
| Przeznaczenie: | Fluid Pack jest przeznaczony do użytku tylko dla analizatorów Diamond SMARTLYTE, CARELYTE, GEMLYTE, STARLYTE Analizatorów Elektrolitów Roche AVL 91xx |
| Odczynniki: | Każde opakowanie Fluid Pack zawiera Standard A, Standard B Standard C i Reference Solution |
| Zawartość: | Standard A - 350 ml – składniki aktywne: sód 150,0 mmol / L, potas 5,0 mmol / L, chlorki 115,0 mmol/L, wapń 0,9 mmol / L, lit 0,3 mmol/ L Standard B - 85 ml - składniki aktywne: sód 100,0 mmol / l potas 1,8 mmol / l, chlorki 72,0 mmol/L, wapń 1,5 mmol / L, lit 0,3 mmol/ L Standard C - 85 ml - składniki aktywne: sód 150,0 mmol / l potas 5,0 mmol / l, chlorki 115,0 mmol/L, wapń 0,9 mmol / L, lit 1,4 mmol/ L Reference Solution 100ml - składniki aktywne: chlorek potasu 1,2 mol / l Zawiera także inne niereaktywne składniki konieczne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. |
| Przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro | |
| Uwagi: | Nie zamrażać. Zainstalowany w aparacie Fluid Pack zawiera płyny pochodzenia ludzkiego Należy obchodzić się z Fluid Pack z odpowiednią starannością. |
| Nie wyłączać zasilania analizatora z zainstalowanym Fluid Pack, gdyż może to spowodować kontaminację niewykorzystanych roztworów wzorcowych w Fluid Pack. | |
| Dodatkowe instrukcje: | Pełne instrukcje dotyczące stosowania Fluid Pack zawarte są w odpowiedniej instrukcji obsługi analizatora. |
| Przechowywanie i stabilność: | Wszystkie składniki zestawu są stabilne do daty ważności znajdującej się na etykiecie, jeżeli są przechowywane w temperaturze 18-25 ° C |

| Instrukcja instalacji | |
|---|---|
| 1. | Naciśnij NIE [NO] aż do wyświetlenia podpowiedzi FUNKCJE OPERATORA [OPERATION SETTINGS] . Kolejno naciśnij TAK [YES] ,. Pojawi się komunikat: SPRAWDZIĆ FLUID PACK [VERIFY PACK] ? Analizator wyświetli ilość pozostałego płynu. |
| 2. | Usuwanie zużytego FLUID PACK. Aby wymienić FLUID PACK , chwyc wystającą część pakietu i wysuń go z aparatu. Jeśli wyciągnięcie FLUID PACK jest utrudnione , naciśnij znajdujący się na końcu FLUID PACK trzpień (wystający przez złącze umieszczone po lewej stronie komory pomiarowej pod przednią pokrywą). |
| Uwaga: pakiet płynów musi być traktowany jako odpady medyczne i rozdysponowany zgodnie z wewnętrznymi przepisami laboratorium. | |
| 3. | Instalowanie nowego FLUID PACK. Przygotuj nowy FLUID PACK , przed użyciem usuń czerwone zatyczki ze złącza. Zachowaj zatyczki w celu zabezpieczenia zużytego pakietu. Wpisz datę instalacji na etykiecie nowego pakietu. Wsuń nowy pakiet w miejsce po lewej stronie analizatora. |
| 4. | Pojawi się komunikat: ZMIENIĆ PACK?[PACK CHANGED] Naciśnij TAK [YES] , aby wskazać, że nowy pakiet odczynnika jest zainstalowany. Analizator zapyta CZY JESTEŚ PEWIEN [ARE YOU SURE] ? Naciśnij TAK [YES] , analizator przestawi licznik pakietu płynów na 100 % i rozpocznie kalibrację systemu. |

Nazwy różnych producentów, ich analizatorów i produktów, o których mowa w niniejszym dokumencie mogą być chronione za pomocą znaku towarowego lub innego prawa, i są stosowane w niniejszym dokumencie wyłącznie do celów odniesienia. Diamond Diagnostics zrzeka się jakichkolwiek powiązań z nimi lub sponsorowania przez nich.