
BD FACSFlow™ Sheath Fluid

Nr katalogowy 342003—20 I

23-22492(05)
2023-07
Polski



1. PRZEZNACZENIE

BD FACSFlow™ Sheath Fluid transportuje cząstki przez linie płynów cytometru przepływowego, kierując je do środka strumienia.

2. PODSUMOWANIE TESTU

BD FACSFlow™ Sheath Fluid został opracowany tak, aby miał niski poziom cząstek stałych i autofluorescencję w celu zmniejszenia zatykania linii płynów i zapewnienia wysokiego stosunku sygnału fluorescencyjnego do szumu.

Zasada procedury

Bufor roboczy skupia komórki i cząstki w środku strumienia płynu, dzięki czemu przechodzą one pojedynczo przez komorę przepływową cytometru przepływowego, gdzie są wzbudzane wiązką laserową, a następnie analizowane.

3. SKŁAD

BD FACSFlow™ Sheath Fluid to niezawierający azydku sodu bufor roboczy, zoptymalizowany do stosowania w cytometrach przepływowych firmy BD. Kartę charakterystyki można pobrać ze strony regdocs.bd.com/regdocs/sdsSearch.

Przechowywanie i postępowanie

Przechowywać w temperaturze 2–30°C. Nie należy go używać po upływie daty ważności. Nie zamrażać. Nie należy używać buforu roboczego w przypadku zauważalnych zmian w jego wyglądzie lub zanieczyszczenia płynu.

Zutylizować odpady, niewykorzystany płyn i pojemnik z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności zgodnie z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Nie używać pojemnika ponownie.

Środki ostrożności

- Podczas przenoszenia pojemnika należy stosować odpowiednie techniki podnoszenia.

4. INSTRUMENTY

BD FACSFlow™ Sheath Fluid może być stosowany w odpowiednich cytometrach przepływowych firmy BD. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w dokumentacji użytkownika urządzenia.

5. PROCEDURA

Używać produktu w takiej postaci, w jakiej został dostarczony. Nie jest wymagane żadne przygotowanie ani rozcieńczanie. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji użytkownika urządzenia.

UWAGA

Tylko UE: użytkownicy powinni zgłaszać wszelkie poważne wypadki związane z wyrobem producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Poza UE: w przypadku jakichkolwiek incydentów lub zapytań związanych z tym wyrobem należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy BD.

Do użytku laboratoryjnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

GWARANCJA

Jeżeli nie wskazano inaczej we wszelkich mających zastosowanie warunkach ogólnych firmy BD dotyczących sprzedaży klientom spoza Stanów Zjednoczonych, po zakupie niniejszych produktów obowiązuje poniższa gwarancja.

SPRZEDAWANE PRODUKTY OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI ILOŚCI I ZAWARTOŚCI WSKAZANEJ NA ETYKIECIE LUB OZNAKOWANIU PRODUKTU W MOMENCIE DOSTAWY DO KLIENTA. NINIEJSZYM FIRMA BD ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIE PRAW. WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BD JEST OGRANICZONA DO WYMIANY PRODUKTU LUB ZWROTU KOSZTÓW ZAKUPU. FIRMA BD NIE ODPOWIADA ZA ZNISZCZENIE MIENIA LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, WŁĄCZAJĄC W TO OBRAŻENIA CIAŁA LUB STRATY EKONOMICZNE BĘDĄCE WYNIKIEM UŻYCIA PRODUKTU.

PATENTY I ZNAKI TOWAROWE

Informacje o patentach amerykańskich, które mogą mieć zastosowanie, można znaleźć na stronie bd.com/patents.

BD, logo BD i BD FACSFlow są znakami towarowymi firmy Becton, Dickinson and Company lub jej podmiotów stowarzyszonych. © 2023 BD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HISTORIA

| Wersja | Data | Wprowadzone zmiany |
|--------------|---------|--|
| 23-22492(04) | 2021-11 | Pierwsze wydanie. |
| 23-22492(05) | 2023-07 | Zaktualizowano adres oficjalnego producenta. Dodano adresy i symbol importerów w UE i Szwajcarii. Zaktualizowano glosariusz symboli. |

Glosariusz symboli

Odpowiednie symbole znajdują się na etykiecie produktu.

| Symbol | Znaczenie |
|--------|--|
| | Wytwórca |
| | Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej |
| | Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii |
| | Data produkcji |
| | Użyć przed datą |
| | Kod partii |
| | Numer katalogowy |
| | Numer seryjny |
| | Jałowy |
| | Sterylizowano za pomocą aseptycznych technik przetwarzania |
| | Sterylizowano za pomocą tlenu etylenu |
| | Sterylizowano za pomocą napromieniania |
| | Sterylizowano za pomocą pary lub suchego powietrza |
| | Nie sterylizować ponownie |
| | Niejałowy |
| | Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania i zapoznać się z instrukcją użytkowania |
| | Jałowy układ odprowadzający płyny |
| | Jałowy układ odprowadzający płyny (tlenek etylenu) |
| | Jałowy układ odprowadzający płyny (napromieniowanie) |
| | Ostrożnie, zawartość krucha |
| | Przechowywać z dala od światła słonecznego |
| | Przechowywać w stanie suchym |
| | Dolna granica temperatury |
| | Górna granica temperatury |
| | Ograniczenie temperatury |
| | Ograniczenie wilgotności |
| | Zagrożenie biologiczne |
| | Nie używać ponownie |
| | Zapoznać się z instrukcją użytkowania lub instrukcją użytkowania w formie elektronicznej |
| | Uwaga |
| | Zawiera lub ma w swoim składzie lateks naturalny |
| | Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro |
| | Kontrola negatywna |
| | Kontrola pozytywna |
| | Zawartość wystarcza na <n> testów |
| | Wyłącznie do oceny wydajności diagnostyki in vitro |
| | Niepirogenne |
| | Numer pacjenta |
| | Tę stroną do góry |
| | Nie układać na sobie |

| Symbol | Znaczenie |
|--------|---|
| | System pojedynczej bariery jałowej |
| | Zawiera lub ma w swoim składzie ftalan: kombinacja bis (2-etyloheksylu) (DEHP) i ftalanu benzylu butylu (BBP) |
| | Zebrać oddzielnie Wskazuje, że wymagana jest selektywna zbiórka odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. |
| | Oznaczenie CE; oznacza europejską zgodność techniczną |
| | Wyrób do badań przyłóżkowych |
| | Wyrób do samokontroli |
| | Dotyczy wyłącznie USA: „Uwaga: prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez lub na zlecenie lekarza mającego prawo wykonywania zawodu”. |
| | Kraj produkcji „CC” powinno zostać zastąpione dwuliterowym lub trzyliterowym kodem kraju. |
| | Godzina pobrania |
| | Odciąć |
| | Oderwać w tym miejscu |
| | Data pobrania |
| | Przechowywać z dala od źródeł światła |
| | Powoduje powstawanie wodoru |
| | Perforacja |
| | Numer kolejny początku panelu |
| | Numer kolejny końca panelu |
| | Kolejny numer wewnętrzny |
| | <Nr pudełka>/<Pudełka łącznie> |
| | Wyrób medyczny |
| | Zawiera substancje niebezpieczne |
| | Ukraiński znak zgodności |
| | Spełnia wymagania FCC według 21 CFR część 15 |
| | Certyfikacja produktu UL dla Stanów Zjednoczonych i Kanady |
| | Unikatowy identyfikator urządzenia |
| | Importer |
| | Etykiętę pacjenta umieścić tylko wewnątrz ramki |
| | Bezpieczne w środowisku rezonansu magnetycznego |
| | Warunkowo bezpieczne w środowisku rezonansu magnetycznego |
| | Niebezpieczne w środowisku rezonansu magnetycznego |
| | Do użycia z |
| | Produkt zawiera suchy lateks naturalny |
| | Wyłącznie na eksport |
| | Instrumenty |

Uwaga: Układ tekstu w symbolach jest określony przez projekt etykiety.

L006715(08) 2023-03

INFORMACJE KONTAKTOWE



**Becton, Dickinson and Company
BD Biosciences**

155 North McCarthy Boulevard
Milpitas, California 95035 USA



Becton Dickinson Ireland Ltd.

Donore Road, Drogheda
Co. Louth, A92 YW26
Ireland



Becton Dickinson Distribution Center NV

Laagstraat 57
9140 Temse, Belgium



BD Switzerland Sàrl

Route de Crassier 17
Business Park Terre-Bonne
Bâtiment A4
1262 Eysins
Switzerland



Becton Dickinson AG

Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Switzerland

BD Biosciences

European Customer Support

Tel +32.53.720.600
help.biosciences@bd.com

Australian and New Zealand Distributors:

Becton Dickinson Pty Ltd.

66 Waterloo Road
Macquarie Park NSW 2113
Australia

Becton Dickinson Limited

14B George Bourke Drive
Mt. Wellington Auckland 1060
New Zealand

Dział Obsługi Technicznej: należy skontaktować się
z lokalnym przedstawicielem BD lub odwiedzić stronę
bdbiosciences.com.

ClinicalApplications@bd.com



eifu.bd.com