

## SutriSept płyn na rany 250 ml



SutriSept® w Solution Płyn na rany to nowej generacji preparat do antyseptycznego oczyszczania, przemywania ran i oparzeń 1. i 2. stopnia. SutriSept® bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie. Przeznaczony jest do oczyszczania oraz nawilżania ran zakażonych i niezakażonych. Zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksameru 188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran.

Jest on także odpowiedni do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, bez powodowania wtórnego urazu.

Rekomendowany jest jako pierwszy wybór w:

- Odkażaniu ran
- Oparzeniach
- Ranach zainfekowanych
- Ranach z biofilmem

### **Skład**

Połączenie takich substancji jak:

0,1% PHMB (Poliheksanid), Poloksamer 188 1%

PHMB – nowoczesna substancja antyseptyczna o szerokim spektrum działania

Poloksamer 188 – niejonowy surfaktant wspierający leczenie ran

### **Wskazania i działanie**

SutriSept® w Solution Płyn oczyszcza rany mechanicznie. Wchodzące w skład wyrobu środki powierzchniowo czynne, poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego, zapewniają wygodne i

bezbolesne oczyszczanie rany. SutriSept® w Solution Płyn przyczynia się do gojenia rany zapewniając wysoce pozytywne działania oczyszczające i nawilżające na powierzchniach, na których jest aplikowany.

SutriSept Płyn na rany jest odpowiedni do stosowania w poniższych wskazaniach:

- Zakażone i niezakażone rany ostre (np. rany urazowe powstałe w wyniku przecięcia, rozdarcia, otarcia, zmiżdżenia, ugryzienia, użądlenia itp., rany chirurgiczne),
- Zakażone i niezakażone rany przewlekłe (np. owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia żyłne, odleżyny itp.),
- Zakażone i niezakażone rany powstałe w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzenia 1. i 2. stopnia, oparzenia chemiczne itp.),
- Rany spowodowane działaniem prądu elektrycznego
- Rany popromienne
- Miejsca wprowadzenia cewników urologicznych
- Pielęgnacja skóry w okolicy stomii, pielęgnacja przetok i ropni.

SutriSept Płyn na rany odpowiedni także:

- Do oczyszczania i pielęgnacji powierzchni rany przed założeniem opatrunku.
- Do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych, zanieczyszczonych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, tj. bandaży, opatrunków, gazików i wypełniaczy ran.

## **Przeciwwskazania**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

## **Dawkowanie**

Przed założeniem opatrunku:

Krok 1

Całą ranę jak i jej okolice należy oczyścić SutriSept® Płyn na rany.

Krok 2

Rany z głęboką i rozległą tkanką martwiczą należy przemywać przez 10 do 15 minut za pomocą w pełni namoczonego kompresu (przez założenie mokrego opatrunku).

Krok 3

Aplikację należy powtarzać w zależności od stanu rany, bez żadnych ograniczeń czasowych.

Krok 4

Płynu nie należy rozcieńczać! Na oczyszczoną ranę można zastosować wyrób medyczny SutriSept® w Gel Hydrożel na rany.

Krok 5

Odpowiednio zabandażować ranę.

Po założeniu opatrunku:

Krok 1

Dokładnie namoczyć opatrunki i bandaże przywierające do powierzchni rany stosując SutriSept® w Solution Płyn na rany, odczekać ok. 5-10 minut, aż zmiękną, po czym ostrożnie usunąć je z rany.

Krok 2

Namoczenie materiałów opatrunkowych płynem SutriSept® w Solution zapobiega ich przywieraniu do powierzchni rany i znacznie ułatwia zmianę opatrunku.

Krok 3

SutriSept® w Solution Płyn na rany wykazują kompatybilność ze wszystkimi opatrunkami na rany.

W przypadku ran głębszych i większych, powierzchnię rany najpierw przemywa się produktem SutriSept® w Solution Płyn na rany, a następnie wypełnia się produktem SutriSept® w Gel Hydrożel na rany. W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept® w Solution Płyn na rany.