

SutriSept, hydrożel na rany, 30 ml



Opis

SutriSept, hydrożel na rany, 30 ml

- wyrób medyczny
- do stosowania na rany
- 30 ml

Skład

Biguanid poliaminopropylu (polihexanid) 0,1% i substancje pomocnicze.

Działanie

Wyrób medyczny **SutriSept**:

- wypełnia powierzchnię między opatrunkiem a raną, dzięki czemu izoluje powierzchnię rany od środowiska zewnętrznego i tworzy powłokę ochronną.
- skraca proces gojenia
- hydrożel zapobiega przyleganiu mikroorganizmów i utrzymuje czystość i odpowiednią wilgotność rany i jej okolic
- minimalizuje przywieranie opatrunku do rany, dzięki czemu jego wymiana jest niemal bezbolesna.

Wskazania

SutriSept przeznaczony jest do oczyszczania, dekontaminacji, irygacji i nawilżania przewlekłych i zakażonych ran oraz oparzeń 1. i 2. stopnia.

- Irygacja ran
- Nawilżanie ran
- Nawilżanie opatrunków medycznych przed założeniem
- Nawilżanie i dekontaminacja opatrunków przed usunięciem z rany
- izolacja powierzchni rany od środowiska zewnętrznego
- Eliminacja patogennych mikroorganizmów z opatrunku

Czyszczenie i zapobieganie zakażeniu:

- Ran pooperacyjnych,
- Ran pourazowych (przecięcie, otarcie, ugryzienie, użądlenie),
- Ran przewlekłych i zakażonych,
- Oparzeń 1. i 2. stopnia, oparzeń chemicznych,
- Ran popromiennych,
- Miejsc wprowadzania cewników urologicznych,
- Skóry w okolicy stomii, przetok i ropni.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Szczegółowa instrukcja użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

- Przed nałożeniem produktu SutriSept Hydrożel na rany należy przemyć ranę produktem SutriSept Płyn na rany, w celu usunięcia zanieczyszczeń i złogów.
- Przed założeniem opatrunku i bandaża należy pokryć dno rany dużą ilością hydrożelu SutriSept Hydrożel na rany może pozostać na powierzchni rany do następnej zmiany opatrunku. W ten sposób SutriSept Hydrożel na rany stale utrzymuje wilgotność powierzchni rany i minimalizuje przywieranie opatrunku do jej powierzchni. Ochronną powłokę pokrywającą powierzchnię rany, utworzoną przez hydrożel można łatwo usunąć podczas kolejnej zmiany opatrunku. W tym celu podczas zmiany opatrunku zaleca się stosowanie produktu SutriSept Płyn na rany.
- Aplikację należy regularnie powtarzać w okresie gojenia rany w celu usunięcia obumarłych tkanek i strupów.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją używania (ulotka wewnątrz opakowania).
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę.
- Produktu nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.
- Produktu nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Produktu nie wolno połykać!
- Nie stosować jeśli tubka lub plomba pod zakrętką zostały uszkodzone.
- Okres ważności produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej poniżej 25°C wynosi 3 lata.
- Po otwarciu należy zużyć produkt w ciągu 8 tygodni.
- W celu uniknięcia zanieczyszczenia należy zamykać tubkę natychmiast po użyciu produktu. Otwieraną tubkę należy odpowiednio chronić, aby uniknąć zanieczyszczenia zawartości podczas używania

- Tubki, które weszły w bezpośredni kontakt z raną lub zostały zanieczyszczone w inny sposób, należy wyrzucić do odpadów.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed słońcem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie jest odpowiedni do stosowania w przypadku operacji chrząstek hialinowych i aseptycznych operacji stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym, nie można go również aplikować do oczu.
- W przypadku kontaktu hydrożelu z aseptyczną chrząstką należy ją natychmiast przemyć roztworem Ringera lub fizjologicznym roztworem soli.
- Nie stosować, jeśli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu (poliheksanid).
- Nie stosować w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.
- Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, kremami, olejkami, enzymami itp. Substancje te należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem produktu.
- Nie należy stosować produktu dłużej, niż przez 30 dni na tę samą ranę.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

- Istnieją doniesienia, że poliheksanid, znajdujący się w składzie produktu może w rzadkich przypadkach powodować reakcję uczuleniową.
- W bardzo rzadkich przypadkach po zastosowaniu SutriSept Hydrożel na rany może wystąpić łagodne uczucie pieczenia, które ustępuje w ciągu kilku minut.
- SutriSept hydrożel na rany może powodować reakcje alergiczne, takie jak świąd (pokrzywka) i wysypka (egzema).

Uwagi

- Produkt powinien być stosowany tylko pod ścisłym nadzorem medycznym.
- Testowany dermatologicznie.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

- SutriSept Hydrożel na rany można stosować w połączeniu z SutriSept Płyn na rany.
- Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, kremami, olejkami, enzymami itp. Substancje te należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem produktu.

Ciąża i karmienie piersią

- Ze względu na brak badań klinicznych, u kobiet w ciąży i karmiących piersią produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności, po przeprowadzeniu oceny medycznej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

- Ze względu na niewystarczające dane kliniczne, produktu nie zaleca się stosować u noworodków i niemowląt.
- Odpowieni dla dzieci od 3 roku życia.