



# ACTICOAT<sup>◇</sup> FLEX 3, ACTICOAT<sup>◇</sup> FLEX 7

Opatrunek z barierą przeciwbakteryjną składa się z elastycznej, mało przywierającej warstwy poliestrowej pokrytej **nanokrystalicznym srebrem**.

Opatrunek ACTICOAT Flex 3 jest wskazany jako opatrunek z barierą przeciwbakteryjną na rany częściowo i całkowicie głębokie takie jak: oparzenia, miejsca pooperacyjne, odleżyny, owrzodzenia żyłne i owrzodzenia cukrzycowe.



- Otwarta struktura splotu umożliwia łatwy przepływ wysięku
- Łatwo dostosowuje się do kształtu ciała, aby utrzymywać kontakt z powierzchnią rany<sup>1</sup>
- Słabo przywierająca warstwa poliestrowa pokryta nanokrystalicznym srebrem, co pomaga zminimalizować uraz rany podczas zmian opatrunku<sup>2</sup>
- Potwierdzone działanie bakteriobójcze<sup>3,4,5</sup>
- Może być stosowany jako środek uzupełniający do leczenia ran przy użyciu terapii podciśnieniowej, zgodnie z protokołem<sup>6,7</sup>
- Łatwy w użyciu, może być cięty
- Może pozostawać na ranie do 3 dni (ACTICOAT FLEX 3) lub 7 dni (ACTICOAT FLEX 7)

## ACTICOAT<sup>◇</sup> FLEX 3

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Nr Katalogowy	Rozmiar	Opakowanie
66800396	5 cm x 5 cm	5 szt.
66800398	10 cm x 10 cm	5 szt.
66800399	10 cm x 10 cm	12 szt.
66800409	10 cm x 20 cm	12 szt.
66800419	20 cm x 40 cm	6 szt.
66800432	40 cm x 40 cm	6 szt.
66800435	10 cm x 120 cm	6 szt.
66801290	4 cm x 15 cm	5 szt.
66801291	4 cm x 25 cm	5 szt.
66801292	4 cm x 35 cm	5 szt.
66801293	20 cm x 20 cm	5 szt.



# ALLEVYN<sup>®</sup> Ag NON-ADHESIVE



Nieprzylepny, antybakteryjny, hydrokomórkowy opatrunek piankowy zawierający sulfadiazynę srebra. Stosowany jako opatrunek wtórny w leczeniu ran głębokich, trudno gojących się o umiarkowanym lub dużym wysięku, oraz ziarninujących, takich jak: odleżyny, owrzodzenia żylne, owrzodzenia cukrzycowe, oparzenia, miejsca dawcze oraz rozejścia brzegów ran chirurgicznych. Można stosować na rany zakażone.

- Działanie przeciwbakteryjne
- Skuteczność wobec szerokiego spektrum patogenów
- Duże zdolności absorpcyjne, optymalne zarządzanie wysiękiem
- Uformowane i zaklejone brzegi opatrunku zapewniają ochronę przed przeciekaniem
- Może być przymocowany przy pomocy folii OPSITE FLEXIGRID i FLEXIFIX
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni
- Stosowanie na zakażone rany powinno odbywać się zgodnie z lokalnym protokołem
- Trójwarstwowa konstrukcja opatrunku ułatwia dynamiczną gospodarkę płynami, co pomaga utrzymać wilgotne środowisko rany i minimalizuje ryzyko maceracji w obrębie rany

## ALLEVYN<sup>®</sup> Ag NON-ADHESIVE

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Nr Katalogowy	Rozmiar	Opakowanie
66800082	5 cm x 5 cm	10 szt.
66800084	10 cm x 10 cm	10 szt.
66800087	15 cm x 15 cm	10 szt.
66800090	20 cm x 20 cm	10 szt.
66000043	7,5 cm x 7,5 cm	10 szt.
66000044	12,5 cm x 12,5 cm	10 szt.
66000045	17,5 cm x 17,5 cm	10 szt.
66000046	22,5 cm x 22,5 cm	10 szt.



# ALLEVYN<sup>◇</sup> HEEL

Nieprzyklepny hydrokomórkowy opatrunek piankowy przeznaczony do ran o umiarkowanym lub dużym wysięku. Trójwarstwowa budowa opatrunku obejmuje chłonną piankę hydrokomórkową umieszczoną pomiędzy perforowaną nieprzywierającą warstwą kontaktową z powierzchnią rany, a zewnętrzną wodoodporną folią o wysokiej paroprzepuszczalności, wspomagającą profilaktykę zakażenia rany. Można stosować na rany zakażone. Kształt kieszonki umożliwia założenie opatrunku w trudnych okolicach, takich jak: pięta, łokieć.



- Przeznaczony dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku
- Łatwy w zastosowaniu
- Może być cięty w celu dopasowania do rany
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni
- Może być przymocowany przy użyciu folii OPSITE FLEXIFIX, OPSITE FLEXIFIX GENTLE lub bandaża
- Sterylny

## ALLEVYN<sup>◇</sup> HEEL

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Nr Katalogowy	Rozmiar	Opakowanie
66007630	10,5 cm x 13,5 cm	5 szt.



# ALLEVYN<sup>◇</sup> SACRUM



Samoprzylepny hydrokomórkowy opatrunek piankowy przeznaczony do ran o umiarkowanym lub dużym wysięku. Trójwarstwowa konstrukcja, która obejmuje chłonną wkładkę hydrokomórkową umieszczoną pomiędzy perforowaną samoprzylepną warstwą stykającą się z raną i wysoce przepuszczalną wodoodporną folią zewnętrzną. Wspomaga profilaktykę zakażenia rany. Można stosować na rany zakażone. Dopasowany anatomicznie do ran w okolicy kości krzyżowej.



- Anatomicznie dopasowany do okolicy kości krzyżowej
- Łatwy i delikatny w usuwaniu
- Bezpiecznie przylegająca folia samoprzylepna (klej akrylowy)
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 5 dni
- Antybakteryjna i wodoszczelna zewnętrzna warstwa foliowa
- Sterylny

## ALLEVYN<sup>◇</sup> SACRUM

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Nr Katalogowy	Rozmiar	Rozmiar wkładu chłonnego	Opakowanie
66000700	17 cm x 17 cm	13,5 cm x 13,2 cm	10 szt.
66000451	22 cm x 22 cm	18,5 cm x 18,1 cm	10 szt.



### ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Nr Katalogowy	Rozmiar	Rozmiar wkładu chłonnego	Opakowanie
66801067	10,3 cm x 10,3 cm	5,1 cm x 5,1 cm	10 szt.
66801068	12,9 cm x 12,9 cm	7,6 cm x 7,6 cm	10 szt.
66801069	15,4 cm x 15,4 cm	10,2 cm x 10,2 cm	10 szt.
66801070	21 cm x 21 cm	15,4 cm x 15,4 cm	10 szt.



### ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE HEEL

66801304	25cm x 25,2 cm	20 cm x 20,2 cm	5 szt.
----------	----------------	-----------------	--------



### ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE SACRUM

66801306	17,2 cm x 17,5 cm	12,4 cm x 8,5 cm	10 szt.
66801307	21,6 cm x 23 cm	17 cm x 12,3 cm	10 szt.



# BACTIGRAS<sup>◇</sup>

Opatrunek o specjalnym splocie gazy nasycony białą, miękką parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorhexydyny.

BACTIGRAS spełnia rolę bariery pomiędzy raną, a opatrunkiem wtórnym, umożliwiającym przepływ wydzieliny do chłonnego opatrunku wtórnego. Wskazany do stosowania powierzchniowego. Zalecany do szerokiego zakresu ran takich jak niewielkie oparzenia i poparzenia, skaleczenia, otarcia, niewielkie ubytki skóry oraz miejsca pobrania i nałożenia przeszczepów skórnych.



- Nie przywiera do rany
- Wysięk może bez problemu przenikać do chłonnego opatrunku wtórnego
- Może zostać na ranie w trakcie zmiany wtórnego opatrunku chłonnego
- Częstotliwość zmiany opatrunku zależy od stanu klinicznego: od jednego razu na dobę do dwóch razy na tydzień
- Sterylny

## BACTIGRAS<sup>◇</sup>

Nr Katalogowy	Rozmiar	Opakowanie
7456	5 cm x 5 cm	50 szt.
7457	10 cm x 10 cm	10 szt.
7461	15 cm x 20 cm	10 szt.
66007505	15 cm x 1 m	12 szt.



# INTRASITE<sup>®</sup> GEL

Przezroczysty, bezpostaciowy hydrożel zawierający modyfikowany polimer karboksymetylocelulozy, glikol propylenowy o zawartości wody. Dostępny w opakowaniu z pojedynczą dawką, co ułatwia jego stosowanie. Dozownik Applipak umożliwia łatwe nanoszenie żelu nawet na trudno dostępne rany.



- Wspomaga łagodne oczyszczenie rany
- Nie przylega do rany
- Zapewnia wilgotne środowisko rany
- Sterylny

## INTRASITE<sup>®</sup> GEL

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Nr Katalogowy	Rozmiar	Opakowanie
7308	8 g	10 szt.
7311	15 g	10 szt.
7313	25 g	10 szt.



# JELONET<sup>◇</sup>

Opatrunek gazowy nasączony parafiną.  
Zaprojektowany w celu łagodzenia i ochrony  
urazów, takich jak:

- Drobne oparzenia
- Miejsca przeszczepów od dawców i biorców
- Rany związane z utratą skóry
- Rany szarpane
- Otarcia
- Rany przewlekłe, np. owrzodzenia kończyn dolnych lub odleżyny



- Opatrunek wykonany z gazy o otwartym splocie pokrytej miękką parafiną
- Zapobiega przywieraniu do rany
- Zapewnia swobodne przechodzenie wysięku do chłonnego opatrunku wtórnego
- Redukuje ból przy usuwaniu opatrunku
- Sterylny

## JELONET<sup>◇</sup>

Nr Katalogowy	Rozmiar	Opakowanie
7403	5 cm x 5 cm (pakowany pojedynczo)	50 szt.
7409	10 cm x 10 cm (pakowany pojedynczo)	100 szt.
7404	10 cm x 10 cm (pakowany pojedynczo)	10 szt.
7459	10 cm x 40 cm (pakowany pojedynczo)	10 szt.
7415	15 cm x 2 m	12 rolek