

Oświadczenie – CuroCell A4 materac & pompa

Niniejszym poświadczamy następujące parametry:

Materac CuroCell A4:

Materac CuroCell A4 jest materacem dynamicznym, powietrznym, składającym się z 22 komór oraz z bezpiecznego materaca spodniego. Komory materaca terapeutycznego (górnego) pracują w trzech trybach: pulsacyjnym, zmiennociśnieniowym oraz w trybie stałego niskiego ciśnienia. Bezpieczny materac spodni pracuje w trybie stałego niskiego ciśnienia, aby zabezpieczać użytkownika przed kontaktem z podłożem w razie usterki materaca terapeutycznego. Komory są wykonane z poliuretanu i wszystkie są wymienne. Materac jest wyposażony w pokrowiec wewnętrzny, o niskim współczynniku tarcia, utrzymujący komory na miejscu, co umożliwia proste usunięcie i wymianę pokrowca zewnętrznego.

Materac zapewnia redukcję ciśnienia we wrażliwym obszarze pięt i jest wyposażony w 6 niższych komór w tym obszarze. W sekcji głowy materac posiada dwie statyczne komory.

Pompa do materaca CuroCell A4

Pompa do materaca CuroCell A4 jest wyposażona w silikonowy panel kontrolny, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu. Przyciski są zintegrowane z panelem, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom.

Kontrola przepływu powietrza w połączeniu z konstrukcją pompy redukuje poziom hałasu, co zapewnia cichą pracę i sprawia, że praca pompy jest prawie niezauważalna. System redystrybuuje powietrze wewnątrz materaca, co zapewnia odpowiedni mikroklimat, stałą temperaturę dla użytkownika oraz zmniejsza zużycie energii.

W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany, bez wycieku powietrza, ale należy ustawić pompę w tryb stałego niskiego ciśnienia w oparciu o ostatnie ustawienie.

Pompa może być używana z czterema różnymi materacami z serii A4 (OP10, CX10, CX16 oraz CX20). W materacach OP, CX10, CX16 tryb zmiennociśnieniowy/pulsacyjny to 1:3, natomiast w materacu CX20 tryb zmiennociśnieniowy/pulsacyjny to 1:2

Angelica Mänd

Product Manager, Care of Sweden AB

Data: 2019-02-13, Tranemo, Szwecja