

**COVIDIEN***positive results for life™*

PODKŁADKA POD RURKĘ TRACHEOSTOMIJNĄ

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT PACJENTA

Stosowanie podkładki pomaga zabezpieczyć otwór tracheotomijny pacjenta przed potencjalnymi infekcjami oraz urazami.



CECHY PRODUKTU

Podkładka wykonana jest z pianki poliuretanowej, która wchłania krew oraz wydzieliny gromadzące się wokół otworu tracheotomijnego.



Podkładka ukształtowana jest specjalnie, by dokładnie dopasować się do rurki tracheostomijnej.

JAK DZIAŁA PODKŁADKA?

- Pianka poliuretanowa wchłania wydzieliny poprzez hydrofilną powierzchnię kontaktową. (Uwaga: Pianka jest dwustronna, strona w kolorze białym jest warstwą chłonną i powinna być powierzchnią kontaktową ze skórą pacjenta.)
- Zgromadzona w piance wilgoć, tracona jest poprzez parowanie, poprzez drugą, zewnętrzną warstwę pianki.

ZALETY

- Podkładka pod tracheostomię jest całkowicie przepuszczalna dla gazów i pary wodnej, jako warstwa która ma właściwości hydrofobowe.
- Podkładka pod tracheostomię działa jak poduszka pomagając zredukować prawdopodobieństwo uszkodzenia przez rurkę i jej kołnierz tkanek okalających otwór tracheotomijny.



- Wykonana z pianki poliuretanowej
- Sterylna
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera DEHP

Nr Ref**Opis****Ilość w opak.****Dodatkowe informacje****340TG**

Podkładka do tracheostomii

25/opak

Sterylne/pakowane pojedynczo