



poduszka uciskowa napełniana powietrzem  
o nominalnej objętości 18 ml, max 27 ml

strzykawką (tłok blokujący) pozwala na  
precyzyjną regulację siły ucisku poprzez  
dopompowanie lub odessanie powietrza

przezroczysty materiał umożliwia  
bezpośredni podgląd miejsca nakłucia  
oraz kontrolę postępu hemostazy

balon wskaźnikowy monitorujący  
stan inflacji komory uciskowej w  
dowolnym momencie

poduszka powietrzna wypełniana przez kanał  
z zastawką

# OPASKA UCISKOWA

Nr Katalogowy

Rozmiar (cm)

860804

29cm L

860805

27cm M

- łatwe i stabilne unieruchomienie opaski za pomocą zapięcia na rzep, które umożliwia szybkie uciśnięcie lub poluzowanie ucisku
- materiał bez zawartości toksycznych ftalanów
- przystosowana do ucisku prawej i lewej tętnicy promieniowej

## Zestaw sterylny do jednorazowego użytku

 JINGZHOU YIHAI TECHNOLOGY LTD.

ADD: No.8 Shenzhen Avenue, Jingzhou Development  
Area, Jingzhou, Hubei, China  
TEL: 86-716-8800147  
FAX: 86-716-8800129

EC REP Wellkang Ltd

ADD: Suite B, 29 Harley Street LONDON  
W1G 9QR, England, United Kingdom