

Pakiet nr 2 – wyroby medyczne jednorazowego użytku – worki do zbiórki moczu w systemie zamkniętym dla Działów Medycznych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	ILOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna 4x6)	podatek VAT % [8%]	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym z czasem stosowania do 7 dni, pojemność 2000 ml, miękki półprzezroczysty dren nie ulegający odkształceniom o długości 100-120 cm, średnicy co najmniej 1 cm zakończony sztywnym, uniwersalnym łącznikiem do cewnika, zawór spustowy przesuwany typu T bez elementów wchodzących w strumień przepływu , zawór antyzwrotny NRV – worek nie może odkształcać się i zaginać w okolicy zaworu, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, z wysoką dokładnością pomiaru, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu. Produkt jednorazowego użytku, sterylny.	Producent: Changshu Kangbao Medical Appliance Factory Numer katalogowy: KBN 110	18 000	szt.	2,45 zł	44 100,00 zł	3 528,00 zł	47 628,00 zł

termin ważności :
wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 3 szt.
Zamawiający wymaga w/w próbek celem przetestowania i potwierdzenia zgodności zaproponowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

W wyjaśnieniach do SWZ z dnia 19.03.2024 roku Zamawiający dopuścił w pakiecie 2 w odpowiedzi na pytanie nr 1 pojemnik (worek) urologiczny (z systemem zamkniętym) o pojemności 2L, o następujących cechach: posiada dren o długości 120cm, wyposażony w kranik spustowy oraz zastawkę, która uniemożliwia cofanie się moczu, port do pobierania próbek, zakładkę na kranik spustowy, wygodny system podwieszania (wieszak, sznurek), wykonany z przezroczystej folii (tylna ściana w kolorze białym), podwójny zgrzew, posiada skalę od 25ml/50ml/75ml/100ml a następnie co 100 ml do 2000 ml, sterylny, może być stosowany do 7 dni, opakowanie – folia-papier.

Bielsko-Biała, dnia 21.03.2024 roku. **Jarosław Ben - INTERGOS Sp. z o. o.**