


## Gąbeczki do czyszczenia

### 900PT602 KARTA SPECYFIKACJI

Gąbka czyszcząca 900PT602 służy do czyszczenia kolanka wylotowego urządzenia F&P Airvo™ przed przeprowadzeniem dezynfekcji wysokiego poziomu.



SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kod produktu	900PT602
Czas przechowywania	5 lat
Wymiary produktu	158 mm x 25 mm (Ø)
PARAMETRY TECHNICZNE	
Przeznaczenie	Czyszczenie kolanka wylotowego Airvo przed przeprowadzeniem dezynfekcji wysokiego poziomu
Stosowanie	Jednorazowe
Wymagane dodatkowe wyposażenie	Łagodny detergent — środek czyszczący musi mieć neutralne pH, nieścierny, nietoksyczny i nie powodować korozji. Nie używaj środków czyszczących niezgodnych z poliwęglanem (w tym między innymi amoniaku, wodorotlenku amonu, sody kaustycznej, jodu, metanolu, spirytusu metylowego, terpentyny i alkalicznych wybielaczy, takich jak podchloryn sodu)
Kompatybilne urządzenie	Urządzenia serii Airvo
SKŁADNIKI	
Składniki opakowania	Gąbeczki do czyszczenia x 20
Dostępne oddzielnie	Zestaw do dezynfekcji (900PT600) który zawiera 2 x gąbeczki do czyszczenia
	Filtr do dezynfekcji x 2 (900PT601)
	Pokrowiec do przechowywania x 20 (900PT603)
Predominant materials	Polipropylen, poliuretan
Materials not present	Nie wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)
Manufacturing mode	Wyprodukowano w kontrolowanym środowisku pracy
Disposal	Po zakończeniu użytkowania umieścić w worku na odpady i wyrzucić zgodnie z protokołem szpitalnym dotyczącym usuwania zanieczyszczonego produktu

Należy pamiętać, że informacje zawarte w tym arkuszu specyfikacji (w tym informacje o produkcie i zdjęcia) są podsumowane i podane wyłącznie w celach ilustracyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z odpowiednią instrukcją obsługi i potwierdź szczegóły u lokalnego przedstawiciela firmy Fisher & Paykel Healthcare przed złożeniem zamówienia. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.