


Filtr do dezynfekcji

900PT601 KARTA SPECYFIKACJI

Filtr dezynfekcyjny 900PT601 jest wymagany do dezynfekcji wysokiego poziomu urządzenia F&P AirvoTM.



SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kod produktu	900PT601
Czas przechowywania	5 lat
PARAMETRY TECHNICZNE	
Przeznaczenie	Stosowany wraz z rurą do dezynfekcji w celu przeprowadzenia cyklu dezynfekcji urządzenia Airvo
Wymagane dodatkowe wyposażenie	Rura dezynfekcyjna (zawarta w zestawie do dezynfekcji 900PT600). Do przeprowadzenia dezynfekcji wysokiego stopnia wymagana jest zarówno rura dezynfekcyjna, jak i filtr dezynfekcyjny
Oczekiwana żywotność	500 cykli lub 5 lat, cokolwiek nastąpi pierwsze
Kompatybilne urządzenie	Urządzenie serii Airvo
Tryb dezynfekcji*	Dezynfekcja termiczna wysokiego poziomu w temperaturze 87°C (189°F) przez >30 minut
SKŁADNIKI	
Składniki opakowania	Filtr do dezynfekcji x 2
Dostępne oddzielnie	Zestaw do dezynfekcji (900PT600) który zawiera 1 x filtr do dezynfekcji
	Gąbeczka do czyszczenia x 20 (900PT602)
	Pokrowiec do przechowywania x 20 (900PT603)
Dominujące materiały	Poliwęglan (PC), poliestr (PES)
Materiały nie występujące	Nie wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)
Środowisko wytwarzania	Wyprodukowano w kontrolowanym środowisku pracy
Utylizacja	Po zakończeniu użytkowania umieścić w worku na odpady i wyrzucić zgodnie z protokołem szpitalnym dotyczącym usuwania zanieczyszczonego produktu

* Dezynfekcja wysokiego poziomu jest zdefiniowana przez CDC1, FDA2 i AAMI3 jako osiągnięcie redukcji gatunków prątków o 6-log10 (tj. zniszczenie 999 999 z miliona). Należy pamiętać, że informacje zawarte w tym arkuszu specyfikacji (w tym informacje o produkcie i zdjęcie) są podsumowane i podane wyłącznie w celach ilustracyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z odpowiednią instrukcją obsługi i potwierdź szczegóły u lokalnego przedstawiciela firmy Fisher & Paykel Healthcare przed złożeniem zamówienia. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.