

Produkt:

**55501 3M™ Bair Hugger™**

**Kołdra grzewcza pod pacjenta pediatryczna**

Nr katalogowy - 55501



## KARTA PRODUKTU

### Opis produktu:

- Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części.
- Konstrukcja kołdry zapewnia dogodny dostęp personelu medycznego do pacjenta.
- Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne perforacje, przez które ciepłe powietrze wydostaje się z kołdry i równomiernie ogrzewa ciało pacjenta.
- Dodatkowe 2 sztuki (61 x 61 cm) przezroczystych folii. Folie posiadają paski przylepne do lepszego mocowania. Służą do przykrycia głowy oraz nóg pacjenta w celu zabezpieczenia przed utratą ciepła.
- Dwa otwory do podłączenia przewodu grzewczego na górze i u dołu kołdry w zależności od preferencji zespołu i ułatwiające dostęp do pacjenta, porty z zatyczką do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczone folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniające szczelne połączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów.
- Taśma przylepna na spodzie kołdry do stabilizacji kołdry na stole.
- W miejscu, gdzie ułożone są stopy oraz głowa ciepło nie jest rozprowadzane ciepło w celu eliminacji możliwości poparzenia stóp w przypadku zaburzeń mikrokrażenia i komfortu pacjenta.
- Kołdra posiada specjalne klapy do podłożenia pod materac na stole operacyjnym w celu jej stabilizacji.
- Unikalne otwory pozwalające na odprowadzenie z kołdry płynów irygacyjnych w czterech kierunkach.
- Wykonana z materiału niepalnego – I klasa palności zgodnie z 16 CFR 1610 Consumer Products Safety Commission.
- Lekki materiał zmniejsza koszty utylizacji.
- Zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Bair Hugger model 775.

### Dane techniczne:

- Materiał: polipropylen
- Czyste biologicznie
- Rozmiar 91 x 84 cm
- Waga: 85 g
- Pakowane pojedynczo
- Opakowanie: 10 sztuk
- Opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim

### Zalecenia

- Kołdra przeznaczona jest do stosowania na bloku operacyjnym.

Kołdra jest kompatybilna z urządzeniem 3M Bair Hugger, zgodna z instrukcją obsługi urządzenia 3M Bair Hugger model 775.



## KARTA PRODUKTU