



# SOL-M™ Igły Tępe

## SOL-M™ Igły Tępe z Filtrem



**Redukuje ryzyko zranień igłą** u pracowników ochrony zdrowia.

**Należy używać w celu pobrania leku** w połączeniu ze standardowymi strzykawkami z końcówką Luer Lock.

**Nasadka czerwona** – Igły Tępe



**Nasadka fioletowa** – Igły Tępe z Filtrem



filtr 5 mikronów

**Łatwa identyfikacja** - nasadki w kolorze czerwonym i fioletowym.

Igły Tępe (BFN) - do pobierania preparatu z fiolek.

Igły Tępe z Filtrem (BFNF) - do pobierania preparatu ze szklanych ampułek.

**Filtr o grubości 5 mikronów** - zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych do strzykawki w trakcie pobierania leku.