



## PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

SIĘĆ KANALIZACJI SANIT. GRAN. De200mm PCW SN8 – Lc=319,6m  
ODNIEK PRZEDZIWOZY W CAŁOŚĆ DO REALIZACJI REZERWACJI METODĄ WYKOPU OTWARTEGO

SIĘĆ KANALIZACJI SANIT. TŁOCZ. De110mm 2/2 PE100RC – Lc=151,8m  
ODNIEK PRZEDZIWOZY W CAŁOŚĆ DO REALIZACJI REZERWACJI METODĄ WYKOPU OTWARTEGO + PRZESKOK

ODGĄLEZIENIA KANALIZACJI SAN. De160/200mm PCW SN8 – Lc=84,8/8,7m  
ODNIEK PRZEDZIWOZY W CAŁOŚĆ DO REALIZACJI REZERWACJI METODĄ WYKOPU OTWARTEGO + PRZESKOK

**08-1** OTWÓR BADAWCZY (ODWIERZ – BADANIE GRUNTU)