

ZALĄCZNIK NR 6

Wykaz pomp infuzyjnych stosowanych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz wykaz strzykawk wpisanych w menu pomp infuzyjnych.

Nazwa pompy infuzyjnej (producent i typ)
Ascor AP 14
Nazwa strzykawki
B.Braun Omnifix 20 ml
B.Braun Omnifix 50 ml
BD Perfusion 20 ml
BD Perfusion 50 ml
BD Plastipak 20 ml
BD Plastipak 50 ml
Bogmark 20 ml
Codan 20 ml
ERG 20 ml
Monoject 20 ml
Nipro 20 ml
Penta 20 ml
Polfa Lublin 20 ml
Shan Chuan 20 ml
Margomed 50(60) ml
Monoject 50 ml
Nipro 50 ml
Once Perfusion 50 - 60 ml
Penta Amber 50 ml
Perfuject 50 ml
Polfa Lublin 50 ml
Polmil 50 ml
SET Inject 50 ml
Shan Chuan 50 ml
Terumo 50 ml
Penta 60 ml

Nazwa pompy infuzyjnej (producent i typ)
Ascor AP 22
Nazwa strzykawki
Monoject 20 ml
Polfa Lublin 20 ml
Schan Chuan 20 ml
B.Braun Omnifix 20 ml
B.Braun Perfus 20 ml
BD Plastipak 20 ml
Bogmark 20 ml
Codan 20 ml
ERG 20 ml
Monoject 50 ml
Polfa Bolesł. 50 ml
Polfa Lublin 50 ml
Schan Chuan 50 ml
Terumo 50 ml
BD Perfusion 50 ml
BD Plastipak 50 ml
B.Braun Adalat 50 ml
B.Braun Omnifix 50 ml
B.Braun Perfusor 50 ml
Proinjekt B.Braun 50 ml
Codan 50 ml
Dispomed-P 50 ml
Injectomat 50 ml
Ivac 50 ml
Janpol 50 ml
Penta 60 ml
Dispomed 50/60 ml
Once Perfusion 50 - 60 ml
Polfa Bolesław 50/60 ml

Nazwa pompy infuzyjnej (producent i typ)
Ascor SEP 11s
Nazwa strzykawki
B.Braun Perfus 20 ml
BD Plastipak 20 ml
Bogmark 20 ml
Codan 20 ml
ERG 20 ml
B.Braun Adalat 20 ml
B.Braun Perfus 20 ml
B.Braun Proinj. 20 ml
Monoject 20 ml
Polfa Lublin 20 ml
Schan Chuan 20 ml
Injectomat 50 ml
Ivac 50 ml
Janpol 50 ml
Monoject 50 ml
Polfa Bolesław. 50 ml
Polfa Bolesław. 50/60 ml
Codan 50 ml
Dispomed 50 ml
Dispomed-P 50 ml
Dispomed PL 50 ml
Dispomed 50/60 ml
Once Perfusion 50 - 60 ml

Nazwa pompy infuzyjnej (producent i typ)
Ascor SEP 21
Nazwa strzykawki
B.Braun Perfus 20 ml
B.Braun Omnifix 20 ml
BD Plastipak 20 ml
Bogmark 20 ml
Codan 20 ml
Polfa Lublin 20 ml
ERG 20 ml
Schan Chuan 20 ml
Monoject 20 ml
B.Braun Adalat 50 ml
B.Braun Proinj. 50 ml
Dispomed-P 50 ml
B.Braun Omnifix 50 ml
Codan 50 ml
Dispomed PL 50 ml
B.Braun Perfus 50 ml
Dispomed 50 ml
Injectomat 50 ml
Ivac 50 ml
Janpol 50 ml
Monoject 50 ml
Polfa Bolesław. 50 ml
Polfa Lublin 50 ml
Schan Chuan 50 ml
Terumo 50 ml
Dispomed 50/60 ml
Once Perfusion 50 - 60 ml
Polfa Lublin 50/60 ml
Penta 60 ml

**Wykaz pomp infuzyjnych stosowanych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie
oraz wykaz strzykawek wpisanych w menu pomp infuzyjnych.**

Nazwa pompy infuzyjnej (producent i typ)	Nazwa pompy infuzyjnej (producent i typ)	Nazwa pompy infuzyjnej (producent i typ)	Nazwa pompy infuzyjnej (producent i typ)
Ascor AP 24+	Fresenius Pilot A2 PL	Medima S1	Kwapisz Duet 20/50
Nazwa strzykawki	Nazwa strzykawki	Nazwa strzykawki	Nazwa strzykawki
B.Braun Omnifix 20 ml	Polfa Lublin 20 ml	Monoject 20 ml	BD Plastipak 20 ml
B.Braun Perfus 20 ml	Polfa Lublin 50 ml	Monoject 50 ml	Janpol 50 ml
BD Plastipak 20 ml	Polfa Bolesław. 20 ml	Once 20 ml	
Bogmark 20 ml	Polfa Bolesław. 50 ml	Once 50 ml	
Codan/Once 20ml	Polfa Bolesław. 50/60 ml	Terumo 20 ml	
ERG 20 ml	B.Braun Omnifix 50 ml	Terumo 50 ml	
Monoject 20 ml	Fresenius 20 ml	B.Braun Omnifix 20 ml	
Nipro 20 ml	Injectomat 20 ml	B.Braun Perfusor 20 ml	
Penta 20 ml	B.Braun Perfusor 20 ml	BD Plastipak 20 ml	
Polfa Lublin 20 ml	BD Plastipak 20 ml	Bogmark 20 ml	
Shan Chuan 20 ml	Monoject 20 ml	ERG 20 ml	
B.Braun Omnifix 50 ml		Monoject 20 ml	
Braun Perfus 50 ml		Polfa Lublin 20 ml	
BD Perfusion 50 ml		Polfa Lublin 50 ml	
BD Plastipak 50 ml		Polfa Lublin 50/60 ml	
BD Precise 50 ml		B.Braun Omnifix 50 ml	
Codan/Once 50 ml		B.Braun Perfusor 50 ml	
Dico 50 ml		BD Perfusion 50 ml	
ERG 50 ml		BD Plastipak 50 ml	
Infuject 50 ml		ERG 50 ml	
Injectomat 50 ml		Janpol 50 ml	
Ivac 50 ml		Jiangsu 50 ml	
Janpol 50 ml		Margomed 50(60) ml	
Margomed 50(60) ml			
Monoject 50 ml			
Nipro 50 ml			
Once Perfus. 50 ml			
Penta / Amber 50 ml			
Perfuject 50 ml			
Polfa Lublin 50 ml			
Polmil 50 ml			
Set Inject 50 ml			
Shan Chuan 50 ml			
Terumo 50 ml			
Penta 60 ml			