

Dotyczy postępowania na :

Drobny sprzęt medyczny

1. Poniżej znajduje się opis Elektrody , której oczekuje Zamawiający :
- dotyczy formularza asortymentowo - cenowego, poz. 7 (Elektrody neutralne) :
Elektrody neutralne - Elektrody jednorazowe - Elektrody dzielone
 - złożona z dwóch jednakowych części , symetryczna , okrągła powierzchnia czynna 80-85cm² z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody o powierzchni do 25 cm² , podłożu z włókniny.
 - Elektroda dla Pacjenta o masie od min. 5 kg.
 - Elektroda przydatna do użycia w terminie 14 dni od otwarcia opakowania.
 - Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze , serii i dacie ważności - w postaci samoprzylepnej etykiety.

Dzielona o efektywnej powierzchni kontaktowej 85 cm² z pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm²
Znaczna eliminacja wysokich gęstości prądu i częściowego nagrzewania
Do stosowania niezależnie od kierunku pola operacyjnego
Do używania do zabiegów u Dzieci i u dorosłych
Elektroda dobrze tolerowana przez skórę (biokompatybilna)
Cienki, elastyczny materiał podkładki dopasowuje się do kształtu ciała

Wymiary i masa :
Powierzchnia kontaktowa 85 cm²
Długość kabla :
bez kabla przyłączeniowego
Cechy podstawowe :
Zgodność VIO, ICC, ACC
Czyszczenie i przygotowanie do użycia:
Produkt jednorazowego użytku

- Elektroda kompatybilna z systemem ochronnym Diatermii typu ERBE VIO300D