

### **Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia**

#### **Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:**

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu medycznego” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.
2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu medycznego” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.
3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.
4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr wymagany” występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisanie, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaferowanego wyrobu medycznego.
5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.
6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr wymagany” występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać” itp. to Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisanie parametrów dla zaferowanego wyrobu medycznego.

**Pakiet 1**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Punktacja	Opis oferowanego wyrobu medycznego
<b>ENDOSTAPLER UNIWEERSALNY</b>				
1	Nazwa produktu	podać	-	
2	Numer katalogowy produktu	podać	-	
3	Producent (wymagany jeden producent dla całego pakietu)	TAK, podać	-	
4	Endostapler uniwersalne tnąco-zamykające przeznaczone do ładunków artykulacyjnych naczyniowych, oskrzelowych i mięszowych o długościach linii zszywki 30-35, 45, 60 [mm]	TAK	-	
5	Długość ramienia endostaplera min. 15cm	TAK, podać	-	
6	Dostępny endostapler o długości ramienia 6 [cm] / [+/- 1cm]	TAK/NIE	1/0	
7	Funkcja chwytania	TAK	-	
8	Blokada zabezpieczająca przed użyciem zużytego ładunku	TAK, opisać	1,2,3	
9	Blokada przed przypadkowym wystrzeleniem ładunku	TAK, opisać	1,2,3	
10	Pojedynczy spust zamykający szczęki ładunku i aktywujący ładunek	TAK	-	
11	Min. 7 pozycji artykulacji ładunku	TAK, podać	-	
12	Prosty mechanizm zakładania i zdejmowania magazynku	TAK, opisać	1,2,3	
<b>ŁADUNKI DO ENDOSTAPLERA</b>				
1	Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego naczyniowego do endostaplera tnąco - zamykającego 30-35mm, wysokość zszywki 2,5mm przed zamknięciem. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Podać	-	

2	Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego naczyniowego z zakrzywieniem na końcu kowadełka do endostaplera tnąco – zamykającego 30-35mm, wysokość zszywki 2 lub 2,5 lub 3mm przed zamknięciem. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Podać	-	
3	Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego oskrzelowego do endostaplera tnąco – zamykającego 45mm, zszywki o wysokości od 4,1 do 4,8 mm przed zamknięciem. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Podać	-	
4	Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego mięszowego do endostaplera tnąco – zamykającego 45mm, zszywki o wysokości 3,5 mm przed zamknięciem. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Podać	-	
5	Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego oskrzelowego do endostaplera tnąco – zamykającego 60mm, zszywki o wysokości od 4,1 do 4,8 mm przed zamknięciem. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Podać	-	
6	Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego mięszowego do endostaplera tnąco – zamykającego 60mm, zszywki o wysokości 3,5 mm przed zamknięciem. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Podać	-	
7	Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego do endostaplera tnąco - zamykającego 45 [mm] do tkanki średnio - grubej/grubej, zszywki w trzech rzędach o wysokościach 3,0-3,5-4,0 [mm] przed zamknięciem. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Podać	-	
8	Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego do endostaplera tnąco - zamykającego 60 [mm] do tkanki średnio - grubej/grubej, zszywki w trzech rzędach o wysokościach 3,0-3,5-4,0 [mm] przed zamknięciem. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Podać	-	

9	Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego do endostaplera tnąco - zamykającego 45 [mm] do tkanki średnio - grubej/grubej z zakrzywieniem na końcu kowadełka, zszywki w trzech rzędach o wysokościach 3,0-3,5-4,0 [mm] przed zamknięciem, kompatybilny z rękojeścią z poz. 1. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Podać	-
10	Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego do endostaplera tnąco - zamykającego 60 [mm] do tkanki średnio - grubej/grubej z zakrzywieniem na końcu kowadełka, zszywki w trzech rzędach o wysokościach 3,0-3,5-4,0 [mm] przed zamknięciem, kompatybilny z rękojeścią z poz. 1. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Podać	-
11	Zszywka wykonana z tytanu (lub stopu tytanu)	TAK	-
12	min. 5 publikacji (daty publikacji: 2000 - 2023 rok) w czasopiśmie o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściwego dla daty publikacji (wg. Journal Citation Reports) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych endostaplerów i ładunków do nich lub min. 5 referencji z innych ośrodków, w których wykonuje się nie mniej niż 200 zabiegów chirurgicznych rocznie z użyciem endostaplerów na terenie Unii Europejskiej potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność zespolenia oferowanych endostaplerów i ładunków do nich.	TAK	-
13	<b>UWAGA!</b> należy dołączyć (jako próbkę) jeden endostapler oraz ładunek artykulacyjny w ilości jednej sztuki z pozycji 3,4,5,8,9.	TAK, dołączyć do oferty	-
14	Oferowane ładunki naczyniowe do endostaplerów należą do klasy III klasyfikacji wyrobów medycznych	TAK	-



.....

Podpis Wykonawcy

IV