

Część 10. Trzpienie rewizyjne

Wariant nr 2:

1	Trzpień bezcem. rewizyjny modułarny część proksymalna	Część szykowo-krętarzowa dostępna w sześciu długościach od 55 do 105mm dla każdego rozmiaru, kształt cylindryczny oraz z rozbudowaną częścią przysrodkową. Oba elementy osadzone na stożku Morse'a, blokowane za pomocą nakrętki. Możliwość połączenia obu elementów już po osadzeniu trzpienia w kości udowej. Głowa metalowa kompatybilna z trzpieniem w rozmiarach 28 i 32mm w 5 długościach.
2	Trzpień bezcem. rewizyjny modułarny część dystalna	modułarny trzpień, tytanowy, bezcementowy, przeznaczony do zabiegów rewizyjnych i porsekcyjnych (resekcja cz. bliższej kości udowej) stawu biodrowego. Część udowa o średnicach od 14 do 28mm w wersji prostej i wygiętej z blokowaniem dystalnym, posiada podłużne ostre pletwy, długości 120 - 260mm.
3	Głowa metalowa 22, 28, 32	Głowa metalowa CoCr o średnicy 22 +/-0,2mm, 28mm, lub 32mm w trzech rozmiarach długości szyki