

Dotyczy postępowania na :

Drobny sprzęt medyczny

1. Poniżej znajduje się opis Elektrody , której oczekuje Zamawiający :

- dotyczy formularza asortymentowo - cenowego, poz. 7 (Elektrody neutralne) :

Elektrody neutralne - Elektrody jednorazowe - Elektrody dzielone

- złożona z dwóch jednakowych części , symetryczna , okrągła powierzchnia czynna 80-85cm² z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody o powierzchni do 25 cm² , podłożu z włókniwy.

- Elektroda dla Pacjenta o masie od min. 5 kg.

- Elektroda przydatna do użycia w terminie 14 dni od otwarcia opakowania.

- Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze , serii i dacie ważności -
w postaci samoprzylepnej etykiety.

Dzielona o efektywnej powierzchni kontaktowej 85 cm² z pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm²

Znaczna eliminacja wysokich gęstości prądu i częściowego nagrzewania

Do stosowania niezależnie od kierunku pola operacyjnego

Do używania do zabiegów u Dzieci i u dorosłych

Elektroda dobrze tolerowana przez skórę (biokompatybilna)

Cienki, elastyczny materiał podkładki dopasowuje się do kształtu ciała

Wymiary i masa :

Powierzchnia kontaktowa 85 cm²

Długość kabla :

bez kabla przyłączeniowego

Cechy podstawowe :

Zgodność VIO, ICC, ACC

Czyszczenie i przygotowanie do użycia:

Produkt jednorazowego użytku

- Elektroda kompatybilna z systemem ochronnym Diatermii typu ERBE VIO300D