

L.p.	Nazwa asortymentu	Parametry techniczne	j.m	Ilość
1.	<b>Pałeczka w próbce do pobierania wymazów</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymazówka składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej;</li> <li>• wymazówka składa się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej – pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie i pęknięcie tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jednym jego końcu chłonnym, bawełnianym podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań;</li> <li>• tulejka ochronna z otwartym końcem, wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniająca funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego przed zanieczyszczeniem obcym materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego, skonstruowana tak, aby bawełniane podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, znajdując się w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu;</li> <li>• jałowa, sterylizowana radiacyjnie, czysta od PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą upoważnioną do tego rodzaju testowania;</li> <li>• pakowana jednostkowo, w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji, datą ważności, informacją o sterylności czystości PCR;</li> <li>• opakowanie jednostkowe – torebka foliowa z umieszczonymi danymi o wyrobie: nazwa, seria, termin ważności;</li> <li>• opakowanie zbiorcze - 100 sztuk;</li> <li>• <b>Termin ważności pałeczki – minimum 24 miesiące</b></li> </ul>	<b>Szt.</b>	<b>3000</b>

Opracował:  
Michał Jakubczyk